

- [Trouvez un pro](#)
- [Experts](#)

- [Inscription](#)
- [Connexion](#)

[Tous les univers ComprendreChoisir](#)

## Fauteuil roulant électrique

Un fauteuil roulant électrique pour une plus grande autonomie.

Opter pour un fauteuil roulant électrique plutôt qu'un [fauteuil roulant manuel](#) est une décision prise par le médecin. Les fauteuils roulants électriques sont destinés à faciliter l'autonomie et le quotidien de patients victimes d'un handicap sévère.

La commande du fauteuil roulant électrique dépend entièrement du patient et de son handicap. Une formation pour maîtriser le fauteuil roulant électrique est assurée par un médecin ou un kinésithérapeute.

On distingue le fauteuil roulant électrique du scooter électrique, qui s'apparente plus à un mini scooter pour personnes âgées.

Pour en savoir plus, visitez notre site spécialisé sur le [Scooter électrique](#)

## Une gamme complète de fauteuil roulant électrique

Le fauteuil roulant électrique s'adresse aux personnes qui n'ont pas ou plus les capacités de se servir d'un fauteuil roulant manuel. Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.

La gamme de fauteuil roulant est large :

- Le **fauteuil roulant électrique d'intérieur** : petit modèle de fauteuil, généralement pliable avec une autonomie de 10 à 16 km et une vitesse de 0 à 6 km/h ;
- Le **fauteuil roulant électrique d'extérieur** : fauteuil grand modèle ayant une autonomie de 15 à 45 km, une vitesse pouvant atteindre 10 km/h et des [roues](#) plus épaisses pour faciliter le déplacement en extérieur ;
- Le **fauteuil roulant électrique à hauteur variable** : adapté à l'environnement d'une maison et conçu pour offrir une plus grande autonomie ;
- Le **fauteuil roulant verticalisateur** : adapté aux patients qui, pour des questions de santé, doivent se maintenir dans une position plus verticale (risque d'escarres).

[Trouvez un spécialiste du fauteuil roulant](#)

## Des commandes adaptées avec ce type de fauteuil roulant

La conduite du fauteuil roulant électrique peut s'effectuer de différentes façons :

- commande au menton,
- commande à la tête,
- commande au souffle,

- commande manuelle,
- commande par une tierce personne.

**Bon à savoir** : une commande sur mesure peut également être installée sur demande.

## Les critères de choix du fauteuil roulant électrique

Ils existent de nombreux critères à prendre en compte lorsque l'on choisit un fauteuil roulant électrique :

- l'assise, le châssis, le dossier,
- les accoudoirs, les repose-pieds,
- les [batteries](#), les pneus, les [roues](#), etc.

Les accessoires optionnels sont eux aussi nombreux. Cependant, il est indispensable de s'assurer qu'ils soient compatibles avec le modèle de fauteuil roulant électrique choisi.

Parmi les [options](#), on retrouve :

- l'appuie-tête, le cale tronc,
- le coussin, la ceinture de sécurité,
- la pochette de rangement, la tablette, le protège vêtement,
- le repose canne, le repose jambe,
- l'équipement de route, le monte trottoir, etc.

Comme pour n'importe quel fauteuil roulant, avant de se décider sur un modèle, il est possible de l'essayer dans une boutique spécialisée ou dans un centre médical d'essai.

Pour en savoir plus : [prix fauteuil roulant](#)

Nous pouvons si vous le souhaitez, vous mettre en relation avec un ou plusieurs spécialistes du fauteuil roulant. Ils pourront vous proposer un devis gratuit et sans engagement.

[Demande de devis](#)

Pour aller plus loin ...

- [Bordures chasse-roues : une sécurité pour fauteuil ro \(...\) | Astuce](#) (/astuce/voir/112961/les-bordures-chasse-roues-une-securite-pour-fauteuil-roulant)
- [Transfert fauteuil roulant voiture : produits qui chang \(...\) | Astuce](#) (/astuce/voir/113450/le-range-fauteuil-roulant-pour-voiture-un-plus-autonomie-pour-pmr)
- [Les transferts fauteuil roulant / WC et les différents \(...\) | Astuce](#) (http://baignoire-porte.comprendrechoisir.com/astuce/voir/112940/les-transferts-fauteuil-roulant-wc-et-les-differents-handicaps)
- [Prise en charge du fauteuil roulant | Astuce](#) (/astuce/voir/84777/prise-en-charge-du-fauteuil-roulant)
- [Prise, interrupteur et équipement électrique adaptés \(...\) | Astuce](#) (http://installation-electrique.comprendrechoisir.com/astuce/voir/112956/prise-interrupteur-et-equipement-electrique-adaptes-pour-les-pmr)
- [Fenêtres et volets pour PMR | Astuce](#) (http://fenetre.comprendrechoisir.com/astuce/voir/112948/fenetres-et-volets-pour-pmr)
- [Règlementation du hall d'entrée d'immeuble pour P \(...\) | Astuce](#) (/astuce/voir/112936/le-hall-d-entree-d-immeuble-pour-personnes-handicapees)